

Antidekubitní pneumatický polštář Kód výrobku: TGR-R PP 474

1. Provedení

Antidekubitní pneumatický polštář tvoří vzduchová komora, ve které je nainstalovaný automatický nafukovací a regulační ventil. Polštář je vybaven snímatelným povlakem, který je vyroben ze dvou druhů materiálu. Horní část povlaku je z paropropustné látky, která je odolná proti působení vlhka, kdežto dolní část tvoří protiskluzový materiál chránící zabraňující pohybu polštáře. Polštář se automaticky plní vzduchem pomocí regulačního ventilu. Díky použití adaptovatelné vzduchové komory polštář přizpůsobuje svůj tvar tělu uživatele. Sada obsahuje: komoru polštáře a povlak na zip.

2. Použití

Pneumatický polštář proti proleženinám je pomůcka pro osoby vystavené riziku vzniku proleženin. Je používán u osob, které dlouhodobě setrvávají v sedě a u nichž se vyskytují poruchy krevního oběhu. Je určen pro předcházení vzniku proleženin a také pro léčbu proleženin do I. stupně (dle NPUAP/EPUAP).

3. Montáž

Před prvním použitím

Krok 1. Antidekubitní pneumatický polštář položte na sedátko protiskluzovou stranou dolů. **Krok 2.** Otvor s ventilem by měl být vpředu sedátka. **Krok 3.** Odstraňte z polštáře všechny zátěže. **Krok 4.**

Vytáhněte ventil předním otvorem a zkontrolujte, že je celý vytažený.

Krok 5. Otevřete ventil otočením proti směru hodinových ručiček a mírným zatažením nahoru. Polštář se automaticky naplní vzduchem.

Krok 6. Po naplnění ventil zavřete jeho otočením podle směru hodinových ručiček.

Nastavení polštáře

Krok 1. Sedněte si na nafouknutý polštář. **Krok 2.** Ventil opatrně otevírejte, až začne unikat vzduch. Proud vzduchu lze upravit: stiskem na krytku lze proud vzduchu snižovat, jejím zvednutím se proud zesílí.

Krok 3. Vypouštějte přebytečný vzduch z polštáře, dokud nebude uživatel sedět v pohodlné a stabilní poloze. **Krok 4.** Po nastavení polštáře ventil zavřete.

Sundání a nasazení povlaku.

Pokud chcete povlak z polštáře sundat, otevřete ventil polštáře, rozepněte zip a povlak opatrně stáhněte. Při nasazování polštáře otevřete ventil a navlečte povlak na polštář od ventilu tak, aby šedá strana polštáře a protiskluzový materiál povlaku byly na stejné straně. Pak opatrně prostrčte ventil otvorem v povlaku a zapněte zip tak, aby byl jeho jezdec pod krycím lemem. Pak polštář opět nafoukněte a nastavte. (Viz PŘED POUŽITÍM). Je doporučeno, aby tloušťka polštáře nebyla menší než 1,5-2 cm.

4. Technická specifikace

- Rozměry polštáře:
Hloubka: 40 cm
Výška: 8 cm
Šířka: 41, 43, 46, 48 cm
- Maximální zatížení: 150 kg

- Hmotnost polštáře: 0,9 kg, 0,97 kg, 0,98 kg, 1,03 kg
- Teplota skladování: -25 - 110 °C
- Optimální vlhkost vzduchu: 50 %

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenesse odpovědnost za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.

6. Údržba a

čištění polštáře:

- Polštář čistěte vlhkým hadříkem s použitím jemných čisticích prostředků s hygienickým atestem, nenamáčejte jej a po každé údržbě jej otřete do sucha. Používání silných čisticích prostředků nebo detergentů může způsobit poškození výrobku. Odolné skvrny odstraňujte místním ručním praním.

Čištění povlaku:

- Pvlak můžete prát v pračce na 60 °C s použitím mírných pracích prostředků. Před zahájením čištění povlaku uzavřete jeho zip. Pvlak lze sušit proudem teplého vzduchu nebo v sušičce na nízkou teplotu.

Dezinfekce:










- Dezinfekci provádějte pomocí hadříku navlhčeného jemným detergentem.

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo

paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na www.timago.com

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021